

## TIL-LIFT WEEGSET TYPE 2926

Weegvermogen: 0 - 200 kg of 0 - 500 kg

Een product van Soehnle Professional

Trekrachtopnemer met aparte digitale aflezing



- > Eenvoudig een-toets bediening
- > Weegbereik 200 kg of 500 kg (2 typen)
- > In veel liftsystemen integreerbaar
- > Achteraf inbouw mogelijk
- > Voeding 230 V of interne accu
- > Automatische uitschakeling op accu-bedrijf

# TIL-LIFT WEEGSET TYPE 2926

Weegvermogen: 0 - 200 kg of 0 - 500 kg

Een product van Soehnle Professional

## Toepassing, technische specificaties



Elektronische til-lift weegunit voor permanente montage in een til-lift, maar ook voor tijdelijke toepassing geschikt.

Voor niet ijkplichtige wegingen toegestaan. Gemakkelijk bedienbaar en met hold functie om, ondanks een bewegende belasting, snel de gewichtwaarde te kunnen aflezen.

### Uitvoering:

- > Eenvoudige bediening en aflezing
- > BMI, hold- en dialysefunctie
- > Krachtopnemer met 2 hijsogen
- > Krachtopnemer met grote overlast reserve
- > Aflees unit inclusief montage console
- > Aflees unit in slagvast kunststof huis

### Technische gegevens:

- > Weegbereiken: 0 - 200 kg, aflezing per 0,1 kg (2 typen) 0 - 500 kg, aflezing per 0,2 kg
- > Voeding: 230 V net-adapter met 2 m kabel, of op 4 batterijen (niet meegeleverd) in de afleesunit
- > Bedrijfstijd op batterijen ca. 140 uur
- > Automatische uitschakeling op batterij- en accu-bedrijf, tijd instelbaar en uitschakelbaar
- > Contrastrijk display met 20 mm hoge cijfers
- > Afmeting krachtopnemer 20 x 7 x 2,5 cm

### Opties:

- > Voeding met ingebouwde accu's en net-adapter met ingebouwde acculader, 120 uur bedrijf

## Bestel gegevens

Bestel nummer	Weegvermogen	Schaalverdeling	Afmetingen		Eigen gewicht
			opnemer + oog	afleesunit	
		per			opnemer
2963.03.001	0 - 200 kg	0,1 kg	20 x 7,5 x 2,5 cm	25 x 10 x 4,5 cm	1 kg
2963.03.002	0 - 500 kg	0,2 kg	28 x 10 x 3 cm	25 x 10 x 4,5 cm	2 kg
2557.03.001	accu's en net-adapter met lader				



digitale aflees unit

FLD2926- 02/10 Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle Medical importeur Benelux:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.  
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30  
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl  
Website www.soehnle.nl

Garantie en service worden in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional in Backnang in Zuid Duitsland.