

PERSONEN WEEGSCHAAL type 6163

Soehnle Medical is een divisie van Soehle Professional GmbH

Gezondheid en fitness



PERSONEN WEEGSCHAAL type 6163



Eigenschappen

De mechanische personenweegschaal 6163 is een ideale weegschaal voor gebruik in apotheken, fitness studio's of in revalidatie klinieken. Eenvoudig in het gebruik, robuuste behuizing en een grote wijzerplaat zijn de belangrijkste kenmerken. Een weegschaal met een klassiek design van Soehnle.

Uitvoering

- > Grote en overzichtelijke wijzerplaat
- > Robuust stalen huis
- > Klassiek ontwerp
- > Platform met gemakkelijk te reinigen kunststofoppervlak


Bestel gegevens

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Eigen gewicht	Afmetingen	Wijzerplaatdiameter
6163.01.001	160 kg	1 kg	4,8 kg	32 x 43 x 7(hg) cm	18 cm

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland.

Soehnle-Medical importeur:

FLD6163.01_06/06_NL_Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.



Weegtechniek
holland b.v.

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl

Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60