

PERSONEN WEEGSCHAAL Type 7700, 7701

Weegvermogen: 0 - 250 kg

Een product van Soehnle Professional

Personenweegschaal met statief



- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > BMI en dialyse functie
- > Weegvlak 31 x 28 cm
- > Totale hoogte 87 cm
- > Voeding 230 V of interne accu
- > RS 232 datauitgang (optie)
- > Wielen-set (optie)



Personen weegschaal Type 7700, 7701

Een product van Soehnle Professional



Toepassing, Specificaties

Dé professionele personen weegschaal ! Betrouwbaar en bedrijfszeker. Gemakkelijk in de bediening. IJkwaardig en MDD gecertificeerd, toegestaan voor toepassing als medisch hulpmiddel in ziekenhuizen en artspraktijken.

Technische gegevens

- > Netvoeding: net-adapter 230 VAC 50-60Hz, 2 m kabel
- > Batterijvoeding voor 120 uur bedrijf: 4 x AA penlights 1,5 V
- > Auto off bij accu / batterijvoeding: tijd-instelbaar
- > Afmeting afleesunit: 31 x 8 cm (l x diameter)
- > Afmeting weegplatform: 31 x 28 cm; totaal 87 cm hoog
- > Eigen gewicht: 12 kg

Uitvoering

- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > BMI, hold en dialyse functie
- > Weegplatform met gemakkelijk reinigbare, huidvriendelijke bekleding
- > Afleesunit in aluminiumprofiel met kunststof zijcapen
- > Gewichtdisplay : 20 mm hoge cijfers, achtergrondverlichting
- > 2 weegbereiken: - 0 - 150 kg per 50 gram aflezing
- 150 - 250 kg per 100 gram aflezing
automatisch omschakelend

Opties

- > Accu met laad-netadapter voor ca. 100 uur bedrijf
Bestelnummer: 2557.04.001
- > RS 232 datauitgang voor printer of computer aansluiting
- > Wielenset (2 aan de achterzijde van het weegplatform)
Bestelnummer: 2513.01.001
- > Lengte meetlat voor bevestiging aan het statief
- > Ultrasonische lengtemeter (losse unit)
Bestelnummer: 5001.01.001
- > IJkwettelijke keuring
- > **Type 7701**: gelijk aan 7700, maar zonder statief, en met koffer



Bestel informatie

Bestel nummer	Bestel nummer	Weegvermogen	Schaalverdeling	Afmeting	Eigen gewicht
zonder RS 232	met RS 232	2 bereiken	per bereik	totaal <input type="checkbox"/>	
7700.01.001 <input type="checkbox"/>	7700.01.002 <input type="checkbox"/>	0 - 150 kg 150 - 250 kg	per 50 g per 100 g	31 x 40 x 87 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 kg

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland. FLD 7700 10/08 Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle Medical importeur:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl