

# STOEL WEEGSCHAAL Type 7702

Weegvermogen: 0 - 200 kg

Een product van Soehnle Professional

Rijdbare stoelweegschaal met opklapbare voetsteunen en armleuningen



- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Grote (zwenk)wielen met voetrem
- > Zitting 45 x 40 cm (b x d)
- > BMI en dialyse functies
- > Opklapbare armleuningen en voetsteunen



# STOEL WEEGSCHAAL Type 7702

Een product van Soehnle-Professional



## Toepassing, specificaties

De ijkwaardige, rijdbare digitale stoelweegschaal 7802 is een ideale weegschaal voor de gewichtscontrole van mensen met sta- en loopbeperkingen. Hij wordt veel toegepast bij huisartsenposten, ziekenhuizen, en in de senioren zorg, waar ijkplicht van toepassing is. Eenvoudig in het gebruik en robuuste techniek zijn de kenmerken van deze elektronische weegschaal.

### Uitvoering:

- > Ijkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Gemakkelijk verrijdbaar door 2 vaste en 2 zwenkwielen
- > Zwenkwielen met voetrem
- > Opklapbare arMLEUNINGEN en voetsteunen
- > Zitting van goed reinigbare kunststof
- > Digitale aflezing met 20 mm hoge LCD cijfers
- > Aflees unit in aluminiumprofiel met kunststof zijkappen
- > 2 weegbereiken: 0 - 150 kg per 50 gram afleesbaar  
150 - 200 kg per 100 gram afleesbaar automatisch omschakelend.

### Technische gegevens:

- > Weegbereik 200 kg
- > Digitale aflezing met goed leesbare, 20 mm hoge cijfers
- > Afmetingen zitting 45 x 40 cm (bxh)
- > Afmetingen totaal 58 x 110 x 93(h) cm
- > Voeding met 9/230 V net-adapter inclusief, of op: 4 penlight batterijtjes AA (niet meegeleverd)
- > Bedrijfstijd op batterijen 150 uur, op accu's 120 uur
- > Tijd-instelbare en uitschakelbare auto off functie

### Optie:

- > Accu-set en net-adapter met ingebouwde lader (bestel nr. 2557.03.001)
- > Tasje voor accu-lader, stoel bevestiging (bestel nr. 2507.03.001)
- > RS 232 datauitgang voor printer of of computer aansluiting

Opbergtasje voor lader-net-adapter >



## Bestel informatie

Bestel nummer	Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
230 V net-adapter	230 V laad-adapter	2 bereiken	per	58 x 110 x 93(hg) cm	27 kg
of batterijtjes	en accuset				
7802.01.001	7802.01.002	0 - 150 kg	50 gram	12 x 8 x 15(hg) cm	0,26 kg (incl. lader)
incl. net-adapter	incl. 2557.03.001	150 - 200 kg	100 gram		
2507.03.001		tasje voor accu lader			



Opklapbare voetsteunen



Afleesunit met console

FLD 7702 06/06 – NL Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle Medical importeur:

**WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.**  
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30  
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl  
Website www.soehnle.nl

Garantie en service worden in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional in Backnang in Zuid Duitsland.