

SOEHNLE

MEDICAL







Model 7703.50

Een product van Soehnle Professional

Multifunctie weegschaal

Voor rolstoelers en adipositas patienten



- S** IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- S** Kombinatiemogelijkheden voor verschillende toepassingen
- S** Stabiele railings voor goed houvast
- S** Weegbereik 0 - 300 kg, aflezing per 0,1 kg nauwkeurig
- S** Groot weegvlak: 84 x 88 cm, hoogte 5,4 cm
- S** Verrijdbaar en licht in gewicht: 14 kg

Weegschalen voor gezondheid en wellness


SOEHNLE
PROFESSIONAL

www.soehnle-profesional.nl
www.soehnle-medical.nl

Multifunctie weegschaal

Uitvoeringen:

- S** Standaard (basis)weegschaal met groot weegvlak
- S** Opritweegschaal voor rolstoelen
- S** Weegschaal met stabiele railingen voor goed houvast
- S** Weegschaal met verhoogde railingen



Basis weegschaal

Basis weegschaal met 2 wielen en handgreep

Beschrijving basis weegschaal

- > CE IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Gemakkelijk verrijdbaar met twee wielen en handgreep
- > Combineerbaar met opritten, railingen, verhoogde railingen, zijgeleiders voor rolstoelen
- > Lichtgewicht weegplatform (14 kg) en railingen van aluminium
- > Groot weegplatform: met railingen of zijgeleider 80 x 80 cm
- > Zekere opstap en stevig staan door stabiele railingen
- > Nulstel resp. tarreerfunctie, BMI, hold en dialysefuncties
- > Automatische uitschakeling, tijd instelbaar
- > Gewichtaflezing met 20 mm hoge cijfers met achtergrondverlichting
- > Wand/tafel console voor gewichtaflees unit inclusief, optie: console voor plaatsing op een railing

Bestel gegevens : basis weegschaal

Bestel nummer	: 7703.50.001
Uitvoering	: zonder datapoort
Weegbereik	: 0 - 300 kg
Schaalverdeling	: per 0,1 kg
Afmetingen	: 84 x 88 x 5,4(hg) cm

Bestel nummer	: 7703.50.002
Uitvoering	: met RS 232 datapoort
Weegbereik	: 0 - 300 kg
Schaalverdeling	: per 0,1 kg
Afmetingen	: 84 x 88 x 5,4(hg) cm



Gewichtaflezing display type 2790

Uitbreidingen op basis type, opties

Met de volgende opties kan de basisweegschaal worden uitgebreid:

Railingen Bestel nr. 2530.03.001 (1 railing)
Bestel nr. 2530.09.001 (set van 3)

Maximaal 3 railingen (van 3 cm Ø) zijn monteerbaar.
Bij bestelling van 2 railingen wordt 1 railverbinder meegeleverd.
Bij 3 railingen worden 2 railverbinders meegeleverd.
De afmeting van een railing is 75(hg) x 85 cm.



De 7703 met:
- 3 railingen
- 1 oprit

Adipositasrailingen Bestel nr. 2530.04.001 (set van 3)


Set bestaat uit 2 verhoogde railingen en 1 gewone railing,
incl. 2 railverbinders. Railing diameter 3 cm.
De afmetingen van een verhoogde railing is 136(hg) x 85 cm



De 7703 met:
- 2 verhoogde railingen
- 1 gewone railing

Oprit(ten) Bestelnr. 2505.08.001 (1 oprit)


Om met rolstoelen gemakkelijk de weegschaal te kunnen op- en afrijden.
Er kunnen 2 opritten gemonteerd worden.



De 7703 met:
- 2 opritten

Zijgeleiders Bestelnr. 2502.04.001 (set van 2)

V voorkomt het ongewild zijdelings van de weegschaal afrijden van rolstoelen.




De 7703 met:
- 2 opritten
- 2 zijgeleiders

OPTIES:



Railverbinder

Verbeterd de stabiliteit van railingen. (levering per 1 stuk)
Bestel nr. 2510.07.001



Montagebeugel voor aflees unit 2790

Voor montage aan een railing
Bestel nr. 2510.08.001



Accu's met acculader

Accu's ingebouwd in 2790
Bedrijfstijd ca. 120 uur
Bestel nr. 2557.04.001



Tasje voor net-adapter

Tasje met klitteband te bevestigen aan een railing
Bestel nr. 2507.03.001

Soehnle importeur voor de Benelux, onderhoud en ijkwettelijke certificering: