

PERSONEN WEEGSCHAAL Type 7703

Weegvermogen: 0 - 330 kg

Een product van Soehnle Professional

Personenweegschaal met railing



- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Sterke railing, 1,48 m hoog
- > Groot weegvlak 89 x 89 cm
- > Draaibare aflees-unit
- > BMI, hold en dialyse functie
- > Voeding 230 V of interne accu
- > RS 232 datauitgang (optie)



Personenweegschaal type 7703

Adipositas weegschaal

Een product van Soehnle Professional



Toepassing, Specificaties

De 7703 adipositas weegschaal is, met zijn robuuste constructie, extra groot weegvlak en sterke railing bijzonder geschikt voor voedseladviseurs, adipositas-klinieken, ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Door de stevige handgrepen op de goede hoogte is het op de schaal stappen, ook voor mensen met een hoog gewicht en sta-onzekerheid, eenvoudig en zonder val-risico. De draaibare aflezing maakt deze weegschaal nog gebruiksvriendelijker.

Uitvoering

- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Weegvlak afmetingen: 89 x 89 cm, hoogte 8,4 cm
- > BMI, hold en dialyse functie
- > Aflees unit in aluminiumprofiel met kunststof zijkappen
- > Gewichtdisplay: 20 mm hoge cijfers, met achtergrondverlichting en 180 ° draaibaar
- > 2 weegbereiken: - 0 - 200 kg per 100 gram afleesbaar
- 200 - 330 kg per 200 gram afleesbaar
automatisch omschakelend

Technische gegevens

- > Netvoeding met adapter 230 VAC / 50-60 Hz, 2 m kabel
- > Batterijvoeding met 4 AA penlights: 40 uur zelfstandig bedrijf (batterijen worden niet meegeleverd)
- > Automatische uitschakeling bij batterij- of accuvoeding, in tijd instelbaar en uitschakelbaar

Opties

- > Netvoeding met ingebouwde lader en 4 accu's: 40 uur bedrijf (bestel nr. 2557.04.001)
- > RS 232 data uitgang voor PC, computer of printer
- > Ultrasonische lengtemeter (bestel nr. 5003.01.001)

Bestel gegevens

Bestel nummer	Weegbereik <input type="checkbox"/>	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
		2 bereiken		
7703.10.001	0 - 330 kg	0 - 200 kg per 100 g	89 x 89 x 148 cm	35 kg
(zonder RS datapoort)		200 - 330 kg per 200 g		
7703.10.001	idem	idem	idem	idem
(met RS datapoort)				

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland.

FLD 7703 09/08 Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle Medical importeur:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl