

ROLSTOEL WEEGSCHAAL Type 7705.01

Weegvermogen: 0 - 300 kg

Een product van Soehnle Professional

Vloerweegschaal met geïntegreerde opritten



- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Lichte aluminium constructie
- > Weegvlak 85 x 85 cm (excl opritten)
- > Geïntegreerde opritten
- > Optie: roestvast stalen railing(en)
- > Verrijdbaar met handgreep en twee wielen



ROLSTOEL WEEGSCHAAL Type 7705.01

Een product van Soehnle professional

Toepassing, specificaties



Voor toepassing als medisch hulpmiddel is de ijkwaardige rolstoelweegschaal type 7705 een handige en betrouwbare weegschaal voor mensen met sta- en loopbeperkingen in rolstoelen.

Eenvoudig in het gebruik en robuuste techniek zijn de kenmerken van deze professionele opritweegschaal.

Uitvoering

- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Gelakt, sterk aluminium frame, eigen gewicht 25 kg
- > Mobiel door de 2 wielen en de handgreep
- > Weegvlak en opritten met anti slip profiel
- > Effectief weegvlak (excl. opritten) 85 x 85 cm
- > Weegvlak 4 cm hoog
- > Digitale aflezing met 20 mm hoge LCD cijfers
- > Tarreerfunctie (nulstellen over het hele weegbereik)
- > BMI-, Hold- en Dialyse functies



2 railingen

Technische gegevens

- > Weegvermogen 300 kg met 0,1 kg schaalverdeling
- > Totaalafmeting: 105 x 105 x 4 cm
- > Eigen gewicht 25 kg
- > Voeding via 230 V net-adapter, snoerlengte 1,8 m
- > Automatisch uitschakelend bij accu/batterij voeding

Opties:

- > Roestvast stalen railing 80 x 87 cm (l x h)
- > Ingebouwde accu-set met net-adapter met lader voor ca. 40 uren bedrijf op de accu's
- > RS 232 datauitgang voor printer of computer
- > Printer aan de RS 232 uitgang
- > IJkwettelijke keuring

Bestel informatie

Bestel nummer	Uitvoering	Weegvermogen	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
7705.01.001	zonder data uitgang	300 kg	100 g	105 x 105 x 4 cm	25 kg
7705.01.002	met data uitgang	300 kg	100 g	105 x 105 x 4 cm	25 kg
2530.02.001	1 railing			80 x 87 cm (l x h)	
2557.04.001	accuset +lader				

FLD 7705.01 12/09 Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle Medical importeur:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional in Backnang in Zuid Duitsland.