

ROLSTOEL WEEGSCHAAL Type 7705.10


Weegvermogen: 0 - 300 kg

Een product van Soehnle Professional

Vloerweegschaal met geïntegreerde opritten



- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Lichte aluminium constructie
- > Weegvlak 80 x 80 cm (excl opritten)
- > Geïntegreerde opritten
- > Verrijdbaar met handgreep en twee wielen



ROLSTOEL WEEGSCHAAL Type 7705.10

Een product van Soehnle Professional



Toepassing, specificaties

Voor toepassing als medisch hulpmiddel is de ijkwaardige rolstoelweegschaal type 7705 een handige en betrouwbare weegschaal voor mensen met sta- en loopbeperkingen in rolstoelen.

Eenvoudig in het gebruik en robuuste techniek zijn de kenmerken van deze professionele opritweegschaal.

Uitvoering

- > Ijkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Gelakt, sterk aluminium frame, eigen gewicht 28 kg
- > Mobiel door de 2 wielen en de handgreep
- > Weegvlak en opritten zijn één geheel
- > Effectief weegvlak (excl. opritten) 80 x 80 cm
- > Weegvlak 5,5 cm hoog
- > Digitale aflezing met 20 mm hoge LCD cijfers
- > Tarreerfunctie (nulstellen over het hele weegbereik)
- > BMI-, Hold- en Dialyse functies

Technische gegevens

- > Weegvermogen 300 kg met 0,1 kg schaalverdeling
- > Totaalafmeting: 95 x 80 x 5,5 cm
- > Eigen gewicht 28 kg
- > Voeding via 230 V net-adapter, snoerlengte 1,8 m
- > Automatisch uitschakelend bij accu/batterij voeding

Opties:

- > IJwettelijke keuring klasse III
- > Ingebouwde accu-set met net-adapter met lader voor ca. 40 uren bedrijf op de accu's
- > RS 232 datauitgang voor printer of computer
- > Printer aan de RS 232 uitgang
- > Indicator met Ethernet, Profibus, USB data uitgang

Bestel informatie

Bestel nummer	Uitvoering	Weegvermogen	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
	RS 232 poort				
7705.10.001	zonder RS uitgang	300 kg	100 g	95 x 80 x 5,5 cm	28 kg
7705.10.002	met RS uitgang	300 kg	100 g	95 x 80 x 5,5 cm	28 kg



Verplaatsbaar d.m.v. wielen en handgreep



Afleesunit met wand/tafel montage console

Soehnle Medical importeur:

FLD 7705.10 03/07 Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl

Garantie en service worden in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional in Backnang in Zuid Duitsland.v