

Babyweegschaal / Baby scale, type 7725

IJkwaardig klasse III / approved Class III

Babyweegschaal / Baby Scale

Bestelnummer / Order Number

7725.01.001

IJkwaardig CE klasse III, MDD klasse 1

Approved EU Class III, MDD Class 1

Weegvermogen / Weighing Range

0 - 15 kg

Schaalverdeling / Division

0 - 6 kg per 2 g, 6 - 15 kg per 5 g

Digitale lengte meter / Digital measuring Rod type 5005

Bestelnummer / Order Number

5005.01.001 digital

Meetbereik / Measuring range

35 cm . . . 80 cm

Analoge en digitale aflezing / analog and digital reading

Schaalverdeling digitaal / Digital division

1 mm



De Soehnle Professional babyschaal om moeiteloos onze bay's te wegen en te meten.

The Soehnle Professional Baby Scale for convenient weighing and measuring of our babies.

Dynamisch vormgegeven en praktisch in het gebruik

De Soehnle Professional babyweegschaal, met opsteekbare digitale lengtemeter is ideaal voor artsen en ziekenhuizen. Lengtemeter en weegschaal functioneren gelijktijdig, onafhankelijk van elkaar: een snelle meting is het resultaat. De weegschaal is zeer stabiel en kan niet kantelen. De ergonomisch vormgegeven behuizing is van glad kunststof, zonder naden uitstekende delen en kan daardoor goed en hygienisch gereinigd worden.

Eigenschappen babyweegschaal

- > CE ijkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Eenvoudige bediening
- > Tarra functie: nulstellen van onderleggers e.d.
- > Extra demping en "hold" functie voor stabiele weging

Eigenschappen lengte meter

- > Afzonderlijke, digitale aflezing per 1 mm
- > Extra batterij vak
- > Automatisch uitschakelend

Dynamically shaped, handy and approved to EU Class III

The Soehnle Professional Baby Scale with pluggable Height Rod is ideal for doctors and hospitals. Because of the integrated Measuring Rod it is possible to weigh and measure babies in one step. Another advantage of the Baby Scale is its high stability for save weighing of our babies. Easy to clean plastic and ergonomic forms without chamfers and components allow simple and hygienic cleaning.

Features Scale

- > Approved to EU Class III, MPG Class 1
- > Easy handling
- > Tare function (laid on pad can be tared)
- > Damping and hold function for stable weight display
- > Units in kg or lb

Features Measuring Rod

- > Separate display
- > Extra battery case
- > Automatic switch off



Babyschaal met geïntegreerde lengtemeter
Baby Scale with integrated Height Rod