

# BABY WEEGSCHAAL      Type 7725

Weegvermogen: 0 - 15 kg

Een product van Soehnle-Professional



- > IJKwaardig CE klasse III
- > MDD klasse 1
- > Tarra functie (nulstellen)
- > Hold functie (vastzetten)



# BABY WEEGSCHAAL Type 7725

Weegvermogen: 0 - 15 kg

## Eigenschappen

De Soehnle-Professional baby weegschaal 7725 heeft een dubbel weegbereik met verhoogde nauwkeurigheid in het eerste bereik voor de lage gewichten.

Goede demping en de hold functie zorgen voor een stabiel en betrouwbare weging.

De weegschaal is betrouwbaar en stabiel en zal bij a-symmetrische belasting niet kantelen.

De behuizing van glad kunststof met afgeronde hoeken is heel gemakkelijk schoon te houden.

- ▶ Eenvoudig te bedienen
- ▶ Contrastrijke LCD gewichtaflezing met 20 mm hoge cijfers
- ▶ Grote afleeshoek van de display
- ▶ Zet zichzelf automatisch op nul bij het inschakelen
- ▶ Tarra functie: onderleggers e.d. kunnen daarmee worden nulgesteld
- ▶ Hold functie: berekent het gemiddelde van het bewegende gewicht en zet dat vast op de display (in- en uitschakelbaar)
- ▶ Voeding met 230 VAC of op 6 AA penlight batterijtjes in het batterijvak (batterijen niet meegeleverd)
- ▶ Inclusief net-adapter met controle Led en aansluitsnoer met stekker voor in de weegschaal
- ▶ Op batterij voeding automatische uitschakeling na een instelbare tijd niet gebruikt te zijn

### Optie:

- ▶ Digitale lengte meter, eenvoudig monteerbaar (bestel nr. 5005.01.001)

## Bestel informatie

Bestel nummer	Weegvermogen	Schaalverdeling	Afmeting	Eigen gewicht
		Multi range: dubbel bereik		
7725.01.001	0 - 15 kg	0 - 6 kg per 2 g, 6 - 15 kg per 5 g	60 x 36 x 12 cm	4,6 kg



*Uitvoering met digitale lengtemeter*

Soehnle-Medical importeur:

Garantie en service wordt in Nederland en België door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland. FLD7725\_04/08\_NL\_Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.  
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30  
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl  
Website www.soehnle.nl.nl