

# PERSONENWEEGSCHAAL type 7730 / 7731

**M** IJkwaardige uitvoering

Een product van Soehnle Professional

Statief model, zonder of met ingebouwde lengtemeter




Type 7730



Type 7731

- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Eenvoudige bediening
- > Praktische afleeshoogte
- > Type 7731 met lengtemeter en BMI
- > Groot weegplatform



# PERSONENWEEGSCHAAL type 7730 / 7731

**M** Ijkwaardige uitvoering

Een product van Soehnle Professional

## Eigenschappen



### Toepassing

Ijkwaardige, modern vormgegeven personenweegschaal, uitgevoerd met zeer betrouwbare meettechniek.

Praktisch: bij opstappen op de weegschaal schakelt deze zichzelf automatisch aan en kan het gewicht, met de rood verlichte cijfers, direct worden afgelezen.

Type 7731, met de ingebouwde en uitschuifbare lengtemeter, bepaalt de lichaamslengte en berekent daarna automatische de BMI.

De ijkgoedkeuring en de MDD certificering bewijst de hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze personenweegschaal.

In artspraktijken, ziekenhuizen en medische instellingen wordt vooral de gebruiksvriendelijkheid en de eenvoudige aflezing het meest op prijs gesteld.

### Uitvoering

- > Ijkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > Type 7731: hoger display statief, inclusief uitschuifbare lengtemeter en BMI berekening
- > Weegbereik 250 kg met 50 / 100 gram aflezing
- > Groot weegvlak: 37 x 41 x 5(hg) cm, met anti slip bekleding
- > Lengtemeter bereik 120 - 202 cm
- > Afleesunit met glas front (8 mm) zonder toetsen
- > Bijzonder gemakkelijk te reinigen
- > Aflezing op 15 mm hoge, rood verlichte LED cijfers
- > Nulstel(tarreeer)toets aan de achterzijde bedienbaar
- > Zeer eenvoudig in het gebruik

### Technische gegevens (zie ook onderstaande tabel)

- > Voeding met net-adapter 230 VAC
- > Automatische uitschakelfunctie bij niet gebruik
- > Optie: USB datapoort voor PC aansluiting

## Bestel informatie

Artikel nummer	Uitvoering	Weegbereik <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Schaalverdeling	<input type="checkbox"/> Afmetingen	<input type="checkbox"/> Eigen gewicht
7730.01.001	zonder lengtemeter	250 kg	0-150 kg x 50 g 150-250 kg x 100 g	37 x 61 x 89(hg) cm	13,6 kg
7731.01.001	met lengtemeter	250 kg	0-150 kg x 50 g 150-250 kg x 100 g	37 x 61 x 128(hg) cm	17,2 kg

Type 7731 met opklapbare en uitschuifbare lengtemeter



Ook leverbaar zonder statief:  
Type 7732



Soehnle importeur, onderhoud en ijkwettelijke certificering:

W100.01.111-06/11-NL  
Technische wijzigingen voorbehouden  
© Weegtechniek Holland B.V.

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V. Tel. 036 522 20 30  
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl  
Website www.soehnle.nl



Garantie en service worden in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional in Backnang in Zuid Duitsland.