

Een product van Soehnle Professional

Mediscale 7732

IJkwaardige personen weegschaal



- S** IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- S** Meerdere communicatie mogelijkheden (opties):
 - RS 232
 - Bluetooth™
 - GSM
- S** Weegbereik 0 - 250 kg
- S** Groot weegvlak met anti-slip bekleding: 41 x 36 cm
- S** Duidelijk display met 15 mm hoge LED cijfers

***Weegschalen voor
gezondheid en
welfare***



BESCHRIJVING

Eigenschappen

De Mediscale personenweegschaal is ijkwaardig in IJkklasse III en mag voor medisch handelen worden gebruikt overeenkomstig MDD klasse 1.

Hoge nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en gebruikers-vriendelijkheid zijn de belangrijke eigenschappen waardoor Soehnle weegschalen in ziekenhuizen, artspraktijken en medische instellingen zo'n goede reputatie hebben.

Behalve de duidelijke en snelle aflezing van het gewicht op het LED display, kunnen de gewichtwaarden ook worden uitgezonden via toevoegbare modules:

- RS 232 datapoort
- Bluetooth zendmodule
- GSM zendmodule (leverbaar in 2012)

Het LED display is uitgevoerd met duidelijke, helder rode LED cijfers van 15 mm hoogte.

Het extra grote weegvlak van 41 x 36 cm is bekleed met anti-slip materiaal. Het maakt het opstappen, ook voor oudere mensen en mensen met loop- en sta-moeilijkheden, gemakkelijk.

De weegschaal schakelt automatisch in bij het op de weegschaal stappen.

Uitvoering

- > IJkwaardig klasse III, MDD klasse 1
- > "Stap op" start functie
- > Extra groot weegvlak: 41 x 37 cm
- > Weegvlak bekleed met anti-slip materiaal
- > Gewicht aflezing met 15 mm hoge LED cijfers
- > Inclusief 230V net-adapter

Modellen

- 1 Standaard, zonder communicatie module
- 2 Met seriële RS 232 datapoort
- 3 Met Bluetooth module klasse 1
- 4 Met GSM zender
- 5 Met klant-gespecificeerd uitzendprotocol



Bestel gegevens

Bestel nummer	Modellen	Weegvermogen	Schaalverdeling	Afmetingen totaal	Eigen gewicht
7732.01.001	Standaard	0 -250 kg	0 - 150 kg per 50 gram 150 - 250 kg per 100 gram	49 x 37 x 17 cm	12 kg
7732.30.001	RS 232				
7732.10.001	Bluetooth				
7732.20.001	GSM				

Soehnle Professional importeur Benelux:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
www.soehnle-medical.nl info@soehnle.nl

Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60