

## DIEREN WEEGSCHAAL Type 7758

Een product van Soehnle-Profesional



- > Mobiel door twee wielen en handgreep
- > Groot weegvalk: 90 x 60 cm
- > Lage opstap: 3,5 cm
- > Weegbereik 200 kg
- > Roestvast stalen weegvlak
- > Extra rubber anti-slipmat
- > Batterij- / accu- / netvoeding





# DIEREN WEEGSCHAAL Type 7758



## Eigenschappen

De Soehnle elektronische dierenweegschaal 7758 is de ideale weegschaal voor de dierenartsen praktijk, dierenwinkels en dierenasiels.

Handig in het gebruik, gemakkelijk verplaatsbaar en eenvoudige bediening maken dit toestel tot een prima instrument voor iedereen die voor het welzijn van dieren zorgt.

### Technische gegevens

- > Weegbereik 200 kg met 100 g schaalverdeling
- > Weegvlak 90 x 60 x 5,5(hg) cm
- > Voeding met net-adapter (incl.) of met vier penlight batterijtjes (niet meegeleverd)
- > Optie: voeding met interne accu en aparte lader
- > Automatische uitschakeling bij accu/batterijvoeding, tijdinstelbaar en uitschakelbaar

### Uitvoering

- > Eenvoudig in het gebruik, robuuste techniek
- > Lage opstaphoogte: 3,5 cm
- > Met extra rubber anti-slip mat meegeleverd
- > Goede overlastbeveiligingen
- > Verplaatsbaar met 2 wielen en handgreep
- > Afleesunit met slagvast kunststof behuizing
- > Gewichtaflezing met grote, 20 mm hoge LCD cijfers
- > Simpele één-toets bediening en **hold**-functie
- > Lengte kabel: weegvlak <-> aflezing 1,8 m

### Optie

- > Accu-set ingebouwd (150 uur) en net-adapter met ingebouwde lader

## Bestel informatie

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
<b>7758.10.001</b>	<b>200 kg</b>	<b>100 g</b>	<b>90 x 60 x 3,5 cm</b>	<b>12 kg</b>
incl. net-adapter				
<b>7758.10.002</b>	<b>200 kg</b>	<b>100 g</b>	<b>90 x 60 x 3,5 cm</b>	<b>12 kg</b>
incl. laad-adapter en ingebouwde accu's				



FLD7758\_05/08\_NL\_Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle-Medical importeur Benelux:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.  
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30  
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl  
Website www.soehnle.nl