

PERSONEN WEEGSCHAAL Type 7758

WEEGSCHAAL MET EXTRA GROOT WEEGPLATFORM

Een product van Soehnle-Profesional



- > Mobiel door twee wielen en handgreep
- > Groot weegvlak: 90 x 60 cm
- > Lage opstap: 5,5 cm
- > Weegbereik 200 kg
- > Roestvast stalen weegvlak
- > Extra rubber anti-slipmat
- > Batterij- / accu- / netvoeding



Personen weegschaal type 7758



Eigenschappen

De Soehnle elektronische personenweegschaal 7758 is een ideale weegschaal voor wegingen die niet aan ijkplicht onderworpen zijn.

Handig in het gebruik, gemakkelijk verplaatsbaar en eenvoudige bediening maken dit toestel tot een prima instrument voor iedereen voor wie het opstappen op een klein weegvlak problematisch is.

Technische gegevens

- > Weegbereik 0 - 200 kg met 100 g schaalverdeling
- > Weegvlak 90 x 60 x 5,5(hg) cm
- > Voeding met net-adapter (incl.) of met vier penlight batterijtjes (niet meegeleverd)
- > Optie: voeding met interne accu en aparte lader
- > Automatische uitschakeling bij accu/batterijvoeding, tijdinstelbaar en uitschakelbaar
- > Hold functie, kan bij bestelling ook uitgeschakeld worden

Uitvoering

- > Eenvoudig in het gebruik, robuuste techniek
- > Lage opstaphoogte: 5,5 cm
- > Met extra rubber anti-slip mat meegeleverd
- > Goede overlastbeveiligingen
- > Verplaatsbaar met 2 wielen en handgreep
- > Afleesunit met slagvast kunststof behuizing
- > Gewichtaflezing met grote, 20 mm hoge LCD cijfers
- > Simpele één-toets bediening
- > Lengte kabel: weegvlak <-> aflezing 1,8 m

Optie

- > Accu-set ingebouwd (150 uur) en net-adapter met ingebouwde lader

Bestel informatie

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
7758.01.001	200 kg	100 g	90 x 60 x 5,5 cm	22 kg
incl. net-adapter				
7758.01.002	200 kg	100 g	90 x 60 x 5,5 cm	22 kg
incl. laad-adapter en ingebouwde accu's				

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd.
Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland.

Soehnle Professional importeur:

FLD7758_05/08_NL_Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl