

PERSONEN WEEGSCHAAL TYPE 7800,7801

Weegvermogen: 0 - 200 kg

Een product van Soehnle Professional

Personenweegschaal met statief, voor niet ijkplichtige weging



- > Weegbereik 0 - 200 kg
- > Werkt op batterijen of netvoeding
- > Instelbare automatisch uitschakeling
- > Optie: accu's met lader: 200 uur



PERSONEN WEEGSCHAAL TYPE 7800,7801

Opstap weegschaal met statief (type 7800) of zonder statief (type 7801), optie: met koffer



Toepassing, Specificaties

De elektronische personenweegschalen van de 7800 serie zijn voordelige, maar toch zeer accurate meetinstrumenten voor toepassing waar geen ijkplicht bestaat. Eenvoudige bediening, goede bescherming tegen overbelasting en een modern design zijn de kenmerken van de 7800 serie. De koffer voor type 7801 maakt ambulant gebruik mogelijk.

Uitvoering

- > Quattro-Tronic weegstelsel: 4 ultra lage krachtopnemers
- > Gemakkelijk reinigbare, huidvriendelijke weegvlakbekleding
- > Extra laag weegplatform van 31 x 28 x 5,5 cm
- > Stevige gietaluminium voet en statiefhouder □□
- > Aflees unit van slagvaste kunststof
- > Statiefhoogte 86 cm (bij type 7800)
- > Eenvoudige één toets bediening: tarreren, aan/uit
- > Toets voor kg / Lb omschakeling
- > Hard kunststof transportkoffer, optie voor type 7801

Technische gegevens

- > Weegbereik 0 - 200 kg
- > Aflezing per 0,1 kg nauwkeurig
- > Netvoeding met adapter 230 VAC, 50/60 Hz, 2 m kabel
- > Batterijvoeding mogelijk met 4 x AA penlights voor ca. 350 uur bedrijf (batterijen niet meegeleverd)
- > Automatische uitschakeling op batterijvoeding, tijdstelbaar en uitschakelbaar
- > **Type 7801:** zonder statief, voor ambulant gebruik

Opties

- > Net-adapter met ingebouwde acculader en 4 accu's in het aanwijsinstrument voor ca. 200 uur bedrijf (bestelnr. 2557.03.001)
- > Lengtemeter voor statiefmontage (bestel nr. 5002.02.001)
- > Ultrasonische lengtemeter, opklapbaar (bestel nr. 5003.01.001)
- > Hard kunststof koffer voor type 7801

Bestel gegevens

Bestel nummer	Bestel nummer □	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
batterij-netvoeding	accu-netvoeding				
7800.01.001 □	7800.01.002 □	0 - 200 kg □	100 g □	45 x 35 x 86 cm	10 kg
incl. 230 V net-adapter □	incl. lader en accu's				
7801.10.001 □	7801.10.002	□0 - 200 kg □	100 g	□ 31 x 28 x 4 cm	6 kg
incl. 230 V net-adapter □	incl. lader en accu's				
7801.01.001	7801.01.002 □	0 - 200 kg □	100 g □	60 x 42 x 14 cm	7 kg
incl. 230 V net-adapter □	incl. lader en accu's			met transport koffer	



Type 7801 met koffer

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland.
FLD 7800 10/08 Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle Medical importeur:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl