

SOEHNLE

MEDICAL







Model 7803.50

Een product van Soehnle Professional

Multifunctie weegschaal

Voor rolstoelers en adipositas patienten



- S** Voor niet ijkplichtige wegingen
- S** Kombinatiemogelijkheden voor verschillende toepassingen
- S** Stabiele railings voor goed houvast

- S** Weegbereik 0 - 300 kg, aflezing per 0,1 kg nauwkeurig
- S** Groot weegvlak: 84 x 88 cm, hoogte 5,5 cm

Weegschalen voor gezondheid en wellness


SOEHNLE
PROFESSIONAL

www.soehnle-profesional.nl
www.soehnle-medical.nl

Multifunctie weegschaal

Uitvoeringen:

- S** Standaard (basis)weegschaal met groot weegvlak
- S** Opritweegschaal voor rolstoelen
- S** Weegschaal met stabiele railingen voor goed houvast
- S** Weegschaal met verhoogde railingen



Basis weegschaal

Basis weegschaal met 2 wielen en handgreep

Beschrijving basis weegschaal

- > Voor niet ijkplichtige wegingen
- > Gemakkelijk verrijdbaar met twee wielen en handgreep
- > Combineerbaar met opritten, railingen, verhoogde railingen, zijgeleiders voor rolstoelen
- > Lichtgewicht weegplatform en railingen van aluminium
- > Groot weegplatform: met railingen of zijgeleider 80 x 80 cm
- > Zekere opstap en stevig staan door stabiele railingen
- > Afleesinstrument kan 180° draaien (bij optie display console)
- > Nulstel- resp. tarreerfunctie
- > Automatische uitschakeling, tijd instelbaar
- > Gewichtaflezing met 20 mm hoge cijfers
- > Wand/tafel montagebeugel voor gewichtaflees unit inclusief; optie: console voor plaatsing op een railing

Bestel gegevens : basis weegschaal

| | |
|----------------------|------------------------|
| Bestel nummer | : 7803.50.001 |
| Weegbereik | : 0 - 300 kg |
| Schaalverdeling | : per 0,1 kg |
| Afmetingen | : 84 x 88 x 5,5(hg) cm |
| Voeding | : 9/230 V net-adapter |

| | |
|---|---|
| Bestel nummer | : 7703.50.002 |
| Gelijk aan type 7803.50.001, maar nu met: | |
| Voeding | : accu ingebouwd en net-adapter met acculader |



Gewichtaflezing display type 2755

Uitbreidingen op basis type, opties

Met de volgende opties kan de basisweegschaal worden uitgebreid:

Railingen Bestel nr. 2530.03.001 (1 railing)
Bestel nr. 2530.09.001 (set van 3)

Maximaal 3 railingen (van 3 cm Ø) zijn monteerbaar.
Bij bestelling van 2 railingen wordt 1 railverbinder meegeleverd.
Bij 3 railingen worden 2 railverbinders meegeleverd.
De afmeting van een railing is 75(hg) x 85 cm.



De 7703 met:
- 3 railingen
- 1 oprit

Adipositasrailingen Bestel nr. 2530.04.001 (set van 3)


Set bestaat uit 2 verhoogde railingen en 1 gewone railing,
incl. 2 railverbinders. Railing diameter 3 cm.
De afmetingen van een verhoogde railing is 136(hg) x 85 cm



De 7703 met:
- 2 verhoogde railingen
- 1 gewone railing

Oprit(ten) Bestelnr. 2505.08.001 (1 oprit)


Om met rolstoelen gemakkelijk de weegschaal te kunnen op- en afrijden.
Er kunnen 2 opritten gemonteerd worden.



De 7703 met:
- 2 opritten

Zijgeleiders Bestelnr. 2502.04.001 (set van 2)

V voorkomt het ongewild zijdelings van de weegschaal afrijden van rolstoelen.



De 7703 met:
- 2 opritten
- 2 zijgeleiders

OPTIES:



Railverbinder

Verbeterd de stabiliteit van railingen. (levering per 1 stuk)
Bestel nr. 2510.07.001



Montagebeugel voor aflees unit 2755

Voor montage aan een railing
Bestel nr. 2510.08.002



Accu's met acculader

Accu's ingebouwd in 2790
Bedrijfstijd ca. 120 uur
Bestel nr. 2557.04.001



Tasje voor net-adapter

Tasje met klitteband te bevestigen aan een railing
Bestel nr. 2507.03.001

Soehnle importeur voor de Benelux, onderhoud en ijkwettelijke certificering: