

PERSONEN WEEGSCHAAL Type 7806

Weegvermogen: 0 - 300 kg

Een product van Soehnle Professional

Adipositas weegschaal



- > Weegbereik 0 - 300 kg
- > Extra groot weegvlak: 60 x 60 cm
- > Weegvlak slechts 4 cm hoog
- > Met draaghandgreep
- > Werkt op batterijen of netvoeding
- > Optie: accuset met lader: 150 uur

PERSONEN WEEGSCHAAL Type 7806

Adipositas weegschaal



Toepassing, specificaties

Zwaar uitgevoerde weegschaal met een weegbereik tot 300 kg, een groot weegvlak en toch maar 4 cm hoog. Bedoeld voor wegingen die niet aan ijkplicht zijn onderworpen. Met de handgreep kan de weegschaal gemakkelijk verplaatst worden, ook omdat hij, ondanks de zware uitvoering, zelf maar 18 kg weegt.

Technische gegevens

- > Weegbereik 300 kg, per 0,1 kg nauwkeurig afleesbaar
- > Netvoeding met 230 V 50/60 Hz net-adapter, 2 m kabel
- > Werkt ca. 150 uur op 4 AA penlight batterijen (worden niet meegeleverd)
- > Automatisch uitschakelend bij batterijvoeding, tijdstelbaar
- > Afmetingen 60 x 60 x 4 cm, eigen gewicht 18 kg

Uitvoering

- > Eenvoudig in het gebruik, robuuste techniek
- > Simpele één toets bediening: tarreren, aan/uit
- > Lage opstaphoogte: 4 cm
- > Weegplatform met draaghandgreep
- > Afleesunit met slagvaste kunststof behuizing
- > Gewichtaflezing met grote, 20 mm hoge LCD cijfers
- > Lengte kabel: weegvlak <-> aflezing 1,8 m

Optie

- > Accu-set ingebouwd (150 uur) en net-adapter met ingebouwde accu-lader (bestel nr. 2557.003.001)

Bestel gegevens

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht □
7806.01.001	300 kg	100 g	□ 60 x 60 x 4 cm	18 kg
batterij voeding, incl. net-adapter				
7806.01.002	300 kg	100 g	60 x 60 x 4 cm	18 kg
accu's en netvoeding, incl lader				

Soehnle Professional importeur:

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland. FLD 7806-06/06-Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl