

PERSONENWEEGSCHAAL type 7830 / 7831

Voor niet ijkplichtige weging

Een product van Soehnle Professional

Statief model, zonder of met ingebouwde lengtemeter



Type 7830



Type 7831

- > Weegvermogen 220 kg
- > Eenvoudige bediening
- > Praktische afleeshoogte
- > Type 7831 met lengtemeter en BMI
- > Groot weegplatform: 37 x 41 x 3,5 cm



PERSONENWEEGSCHAAL type 7830 / 7831

Voor niet ijkplichtige weging

Een product van Soehnle Professional

Eigenschappen



Toepassing

Modern vormgegeven personenweegschaal. Voordelig, maar toch uitgevoerd met zeer betrouwbare meettechniek.

Praktisch: bij opstappen op de weegschaal schakelt deze zichzelf automatisch aan en kan het gewicht met de rood verlichte cijfers direct worden afgelezen.

Type 7731, met de ingebouwde en uitschuifbare lengtemeter, bepaalt de lichaamslengte en berekent daarna automatische de BMI.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn de kenmerken van dit hoogwaardige product van het huis Soehnle dat over de hele wereld bekendheid en vertrouwen geniet.

In apotheken, wellness centra, sportscholen en fitness studio's wordt vooral de gebruiksvriendelijkheid en de eenvoudige aflezing het meest op prijs gesteld.

Uitvoering


- > Type 7731: hoger display statief, inclusief uitschuifbare lengtemeter en BMI berekening
- > Weegbereik 220 kg met 100 gram aflezing
- > Groot weegvlak: 37 x 41 x 3,4(hg) cm, met anti slip bekleding
- > Lengtemeter bereik 120 - 202 cm
- > Afleesunit met glas front (8 mm) zonder toetsen
- > Bijzonder gemakkelijk te reinigen
- > Aflezing op 15 mm hoge, rood verlichte LED cijfers
- > Nulstel(tarrear)toets aan de achterzijde bedienbaar
- > Zeer eenvoudig in het gebruik

Technische gegevens (zie ook onderstaande tabel)

- > Voeding met net-adapter 230 VAC
- > Automatische uitschakelfunctie bij niet gebruik
- > Optie: USB datapoort voor PC aansluiting

Bestel informatie

Artikel nummer	Uitvoering	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
7830.01.001	zonder lengtemeter	220 kg	0-220 kg x 100 g	37 x 61 x 89(hg) cm	13,6 kg
7831.01.001	met lengtemeter	220 kg	0-220 kg x 100 g	37 x 61 x 128(hg) cm	17,2 kg



Type 7831 met opklapbare en uitschuifbare lengtemeter

Soehnle-Medical importeur:

W100.01.112-06/11-NL
Technische wijzigingen voorbehouden
© Weegtechniek Holland B.V.

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl

Garantie en service worden in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional in Backnang in Zuid Duitsland.