

# PERSONEN WEEGSCHAAL Type 7840

DIGITALE ÈN ANALOGE AFLEZING

Een product van Soehnle Professional

Gezondheid en fitness



- > Exclusieve weegschaal met digitale en analoge aflezing
- > Groot weegvlak met anti slip bekleding
- > Weegbereik 0 - 180 kg
- > Schaalverdeling per 100 gram



## PERSONEN WEEGSCHAAL Type 7840

Een product van Soehnle Professional

### Toepassing

Deze personenweegschaal is uniek!  
Zowel de bekende en vertrouwde aflezing met een wijzer als een nauwkeurige digitale aflezing zijn in dit toestel verenigd!

De volledig elektronische personen weegschaal 7840 is zeer geschikt voor gebruik in apotheken, fitness studio's en wellness instituten.

Maar ook voor persoonlijk gebruik is dit een veel gekochte weegschaal.

Met het grote en extra lage weegvlak is het opstappen, ook voor mensen met bewegingsbeperkingen, heel gemakkelijk.

De weegschaal is door uw Soehnle leverancier her-justeerbaar, waardoor ook op langere termijn de weegkwaliteit en nauwkeurigheid gewaarborgd is.

### Eigenschappen

#### Uitvoering

- > Personenweegschaal met digitale en analoge aflezing
- > Direct inschakel functie:  
weegvlak aantikken met de voet
- > Groot weegplatform: 41 x 32 cm, hoogte 4 cm
- > Weegplatform met anti slip bekleding
- > LCD display cijfers 25 mm hoog
- > Motorisch aangedreven analoge weegwijzer

#### Technische gegevens

- > Werkt op 4 penlight batterijtjes type AA 1,5 V
- > 4 alkaline batterijtjes worden meegeleverd
- > Hold functie: zet de aflezing van het gemeten gewicht 5 seconden lang vast en schakelt daarna uit
- > Automatische uitschakeling na 10 seconden
- > Weegbereik 0 - 180 kg
- > Schaalverdeling digitaal per 100 gram
- > Schaalverdeling analoog per 1 kg

### Bestel informatie

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
7840.01.001	180 kg	digitaal / analoog 100 g / 1 kg	□ 50 x 32,5 x 12 cm	□ 5,4 kg



FLD 7840 – 05/08 – NL Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle Medical importeur:

**WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.**  
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30  
Fax. 036 522 20 60

Emai info@soehnle.nl  
Website www.soehnle.nl

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd.  
Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional in Backnang in Zuid Duitsland.