

*Een product van Soehnle Professional*

## ***Mediscale 7841***

***Bluetooth™ personenweegschaal***



- S** Standaard met Bluetooth™ zender
- S** Weegbereik 0 - 220 kg
- S** Groot weegvlak met anti-slip bekleding: 41 x 33 cm
- S** Duidelijk display met 25 mm hoge LCD cijfers

***Weegschalen voor  
gezondheid en  
welfare***



## BESCHRIJVING

### Eigenschappen

De Mediscale Bluetooth™ personenweegschaal type 7841 zendt zijn gewichtswaarde draadloos uit naar een een door u gewenst toestel met een Bluetooth ontvangst mogelijkheid.

De weegschaal is bedoeld voor niet ijkwetplichtige weging. De betrouwbaarheid en gebruikers-vriendelijkheid zijn de eigenschappen waardoor Soehnle weegschalen in de verzorgings- en wellnesssector zo'n goede reputatie hebben.

Het LCD display is uitgevoerd met duidelijke, heldere LED cijfers van 25 mm hoogte.

Het extra grote weegvlak van 41 x 33 cm is bekleed met anti-slip materiaal. Het maakt het opstappen, ook voor oudere mensen en mensen met loop- en sta-moeilijkheden, gemakkelijk.

De weegschaal schakelt automatisch in bij het op de weegschaal stappen.

Bij niet gebruik wordt de weegschaal na korte tijd automatisch uitgeschakeld.

### Uitvoering

- > Bluetooth™ zender ingebouwd
- > "Stap op" start functie
- > Extra groot weegvlak: 41 x 33 cm
- > Weegvlak bekleed met anti-slip materiaal
- > Gewicht aflezing met 25 mm hoge LCD cijfers
- > Automatisch uitschakelend bij niet gebruik

### Voeding

De weegschaal werkt op 4 penlight AA batterijtjes van 1,5 V (mignon type). Deze worden meegeleverd.



## Bestel gegevens

| Bestel nummer | Modellen  | Weegvermogen | Schaalverdeling         | Afmetingen totaal | Eigen gewicht |
|---------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 7841.01.001   | Mediscale | 0 -220 kg    | 0 - 250 kg per 100 gram | 33 x 48 x 12 cm   | 4,9 kg        |

Soehnle Professional importeur Benelux:

**WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.**  
[www.soehnle-medical.nl](http://www.soehnle-medical.nl) [info@soehnle.nl](mailto:info@soehnle.nl)

Patroonsweg 23  
3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30  
Fax. 036 522 20 60