

Fitnessweegschaal type 7850 / Fitness Scale 7850

Bestelnummer/ Order Number
7850.02.001

Weegvermogen / Weighing Range
0 - 180 kg

Schaalverdeling / Division
100 g

Afmetingen / Dimensions
37 x 67 x 130 cm

Eigen gewicht / Weight
17,8 kg



De Soehnle Professional fitness weegschaal:
om uw fysieke conditie te meten

The Soehnle Professional Fitness Scale
measures your body fitness.

Fitnessweegschaal met fysieke analyse functie en bonprinter

Deze eigentijdse fitness weegschaal is ideaal voor gebruik in fitnessstudio's, apotheken, bij voedingsadviseurs en wellnesscentra. Met de bodyanalyse functies wordt, naast het gewicht en BMI bovendien het lichaamsaandeel spieren, vet en water gemeten. Bovendien wordt het acuele energieverbruik berekend. De meting vindt via handen, armen en borst plaats, zodat de gebruiker normaal met schoenen aan op de schaal mag staan. Met de ingebouwde printer worden het gewicht, alle analysewaarden en een persoonlijke beoordeling daarvan automatisch afgedrukt met de tijd en de datum van de meting.

Fitness Scale with body analysis function and integrated printer

The innovative Fitness Scale is ideally suited for use in fitness studios, pharmacies, nutrition counselling and well-being hotels. Besides weight and body mass index, the body analysis function includes a precise measurement of muscles, fat and water balance and the calculation of the current metabolic rate. Since measurement is via the hands, the patient can stand on the scale in shoes. This is a convenient solution and saves time. Compared to conventional analysis scales, this scale is particularly easy to operate and requires no complicated, detailed instructions for use. The integrated printer prints out the weight and analysis data including individual assessment. The data can then be documented and is retrievable for long periods of time.

Eigenschappen

- > Impedantiemeting via de handen en torso
- > Aftrekbaar kledinggewicht, in % instelbaar in 2 perioden / jaar
- > Bedieningsvriendelijk, gebruik geleid via de software-instructies op het display
- > Ingebouwde thermische printer
- > Printbon tekst in vrijwel alle Europese talen beschikbaar
- > Lcd aflezing met achtergrondverlichting, cijferhoogte 16 mm
- > Ingebouwde datum- en tijd klok
- > In Nederland gekalibreerd met gecertificeerde ijkgewichten
- > Uitgebreide Nederlandstalige handleiding en instructies

Features

- > Impedance measurement via hands
- > Clothing weight included in calculation (setting individually)
- > Menu-guided operation and data input
- > Thermal printer for voucher print-out
- > Available Languages: German, English, French, Spanish, Italian, Hungarian, Dutch, Czech, Danish, Polish, Swedish, Norwegian, Slovakian, Finnish, Turkish, Greek, Russian
- > Units in kg or lb

Thermische weegbonprinter
Thermal printer for voucher print-out



Impedantie meting via de handen
Impedance measurement via hands

COLLSE HOEVE		Beauty Instituut		Power Slim	
10-02-2010	11:33				
Lengte		189	cm		
Leeftijd		38			
Geslacht		man			
Gewicht + kleding		80.0	kg		
Gewicht - kleding		78.4	kg		
BMI: Gewicht ok		21.9			
		Beoordeling:			
Vet:	28,4%	-	OK	+	
Water:	50,9%				
Spieren:	35,5%				
Uw actuele energie verbruik is:		2158 kcal			
De Collse Hoeve Collse Hoefdijk 24 5674 VK NUENEN					



Programmeerbare software voor de tekst van de printafdruk

Programmable software for the text layout of the weightticket