

FITNESS WEEGSCHAAL 7850

Een product van Soehnle Professional

Gezondheid en fitness



- > Lichaamsanalyse van o.a.:
 - vet percentage - spiermassa
 - water percentage - BMI
- > Analysemeting via de handen
- > Ingebouwde printer
- > Groot weegvlak
- > Zeer eenvoudige bediening

FITNESS WEEGSCHAAL



Toepassing

De nieuwe fitness weegschaal van Soehnle wordt toegepast in fitness studio's, apotheken, wellness instellingen, sporttraining en bij voedingsadviseurs. De lichaamsanalyse vindt plaats via de handen: geen blote voeten meer op de weegschaal !

Gemeten wordt:

- gewicht met kleding
- gewicht zonder kleding
- vetpercentage
- waterpercentage
- spiermassa
- BMI
- calorieën verbruik

Deze gegevens worden samen met de persoonlijke gegevens, de tijd en de datum, door de printer afgedrukt en voorzien van een beoordeling:

" - " of " **OK** " of " + "

Een instelbaar kledinggewicht (in % van het gewicht) kan van de gemeten gewichtswaarde worden afgetrokken. Instelbaar voor 2 perioden in een jaar, per maand kiesbaar.

Eigenschappen

De bediening is eenvoudig: het menu leidt de gebruiker probleemloos door de meting, gebruikmakend van de vier druktoetsen en de meldingen op het display.

Technische gegevens:

- > Weegvlak 37 x 48 x 4,5 cm
- > E-weegsysteem met 4 krachtopnemers
- > Verlicht LCD display, cijferhoogte 17 mm
- > Vier oplichtende menu indicators
- > Tijd klok en datum met battery back up
- > Voeding via meegeleverde net-adaptor
- > Printer met gemakkelijk wisselbare papierrol
- > Instelbare kop- en voetteksten

Uitvoering:

- > Robuuste zware constructie
- > Aluminium statief
- > Gemakkelijk te reinigen, zowel de weegschaal als het glasplaat-display
- > Continu aflezing van de tijd klok
- > Kledinggewicht wordt in mindering gebracht

Bestel informatie

Artikel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
7850.02.001	180 kg	100 g	37 x 67 x 129 cm	18 kg



↔ ingebouwde printer met weegbon ↔

SOEHNLE PROFESSIONAL	
17-09-2009	10:44
Lengte:	175 cm
Leeftijd:	65
Geslacht:	Man
Gewicht + kleding:	86,2 kg
Gewicht - kleding:	84,0 kg
BMI:	normaal 27,4
Beoordeling:	
	- OK +
Vet: 28,4%	■
Water: 50,9%	■
Spieren: 35,5%	■
Uw actuele energie verbruik is:	
	1922 kcal
TOP PRESTATIES VOOR UW GEZONDHEID	

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd.

Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland.

W100.01.068-09/09-NL

Technische wijzigingen voorbehouden

© Weegtechniek Holland B.V.