

BABY WEEGSCHAAL Type 8310.00

Weegvermogen: 10 kg en 20 kg uitvoeringen

Een product van Soehnle Professional



- > 10 kg en 20 kg uitvoeringen
- > Schaalverdeling 5 g of 10 g
- > Hold functie
- > Batterij- of 230 V netvoeding
- > Automatische uitschakeling bij batterijvoeding
- > Optie: transportkoffer



BABY WEEGSCHAAL Type 8310.00

Een product van Soehnle Professional

Eigenschappen

- > Mooi vormgegeven, goed te reinigen weegschaal
 - > Afneembare babyschaal: kan ook als personenweegschaal voor kinderen tot 20 kg gebruikt worden
 - > Meettechniek met 4 weegcellen, daardoor extreem laag weegplatform en stabiele gewichtmeting
 - > Huis en schaal van gladde, goed te reinigen kunststof
 - > Gemakkelijk afleesbaar display met 20 mm hoge cijfers
 - > Eenvoudige één-toets bediening: aan / uit / tarreren
 - > Hold functie: berekent het gemiddelde van het bewegende gewicht en zet dat vast op het display (ook zonder leverbaar)
 - > Tarreer functie: onderleggers e.d. kunnen worden nulgesteld
 - > Voeding op 9 V blokbatterijtje (niet meegeleverd)
- Opties:**
- > Hardkunststof transport koffer
 - > Net-voedings adapter voor 230 V aansluiting
 - > Uitvoering met rvs weegplatform zonder babyschaal

Uitvoeringen - Bestelgegevens

Uitvoering	Bestelnummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen *) weegvlak	Eigen gewicht
Met babyschaal	8310.00.10	10 kg	5 g	53 x 24 x 10 cm	4 kg
Met babyschaal	8310.00.10	20 kg	10 g	53 x 24 x 10 cm	4 kg
Met RVS weegvlak	7740.01.002	10 kg	5 g	34 x 22 x 3,6 cm *)	3 kg
Met RVS weegvlak	7740.03.001	20 kg	10 g	34 x 22 x 3,6 cm *)	3 kg
Net-adapter 230 V	SA 103 BC <input type="checkbox"/>				
Transportkoffer	5030.00.071 <input type="checkbox"/>				
Losse babyschaal	5011.00.090				



8310 met babyschaal



Transportkoffer



Met rvs weegvlak

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland.
FLD 8310.00 06/06 Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle-Medical importeur:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl