

BABY WEEGSCHAAL 8310.01

Productnummer 8310.01.001

Gezondheid en welzijn



- > Weegbereik 20 kg
- > Glad, wit kunststof behuizing
- > Goed schoon te maken en te desinfecteren
- > Hold functie voor bewegende baby's
- > Werkt op batterijen, met automatische uitschakeling



BABY WEEGSCHAAL 8310.01

Eigenschappen

De Soehnle elektronische babyweegschaal 8310.01 is een weegschaal met een bijzonder fraaie, maar ook nuttige vormgeving. Door het gladde materiaal en de afgeronde vlakken is hij snel en goed te reinigen en desinfecteren. Het toestel staat uit zichzelf bijzonder stevig, schuift niet makkelijk opzij en is robuust uitgevoerd. Het is de praktische weegschaal voor indicatieve weegtoepassing en voor particulieren.

Technische gegevens

- > Weegbereik 20 kg met 10 g schaalverdeling
- > Tarreefunctie voor nulstellen van onderleggers e.d.
- > Holdfunctie: bewegingen worden uitgemiddeld en daarna de gewichtaflezing vastgezet
- > Goed afleesbaar display met 20 mm hoge LCD cijfers
- > Werkt op 4 stuks penlight batterijtjes, type AA met automatische uitschakeling om de batterijen te sparen

Bestel informatie

Bestel nummer	Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen	Eigen gewicht
		per	l x b x h	
8310.01.001	20 kg	10 g	60 x 34 x 9 cm	4 kg



Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland.

FLD8310.01_05/08_NL_Technische wijzigingen voorbehouden © Weegtechniek Holland B.V.

Soehnle-Medical importeur:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl