

## Opklapbare babyschaal 8320 / Baby Scale with Fold Function

**Bestelnummer/** Order Number  
8320.01.001

**Weegvermogen /** Weighing Range  
0 - 15 kg

**Schaalverdeling /** Division  
10 g

**Afmetingen /** Dimensions  
38 x 32 x 11 cm (gesloten / closed)  
74 x 32 x 5 cm (open)

**Gewicht /** Weight  
1,9 kg



De Soehnle Professional babyweegschaal, de lichte en draagbare weegschaal voor mobiele toepassingen.

The Soehnle Professional Baby Scale is a portable lightweight Baby Scale for our little ones.



### De 1e opklapbare babyschaal met geïntegreerd handvat

In het dagelijks gebruik is dit een bijzonder praktische weegschaal. Opklapbaar en makkelijk vervoerbaar, beschermd door een dik gevoerde zachte draagtas en licht van gewicht. Met de geïntegreerde handgreep en de magneet sluitingen is het het een snel in gebruik te stellen weegschaal die vooral in de ambulante zorg zeer goed tot zijn recht komt.

### The first foldable Baby Scale in beauty case design

The first Baby Scale with practical collapsible function for parents, midwives and pharmacists can be easily reduced to half its length and is impressively light. Furthermore, the integrated carry handle and successful beauty case design, makes it especially manageable and easy to transport.



Opklapbare babyweegschaal met draagtas  
Foldable Baby Scale with carrying bag

### Eigenschappen

- > Samenklapbaar tot de helft van zijn lengte
- > Nauwkeurige weging met 8 meetpunten
- > Goed afleesbaar met 15 mm hoge displaycijfers
- > Tarra functie: nulstellen van onderleggers e.d.
- > Extra demping en "hold" functie voor stabiele weging
- > Optie: dik gevoerde draagtas. (bestelnummer 5040.01.001)

### Features

- > Foldable to half its length
- > Eight-point measuring system guarantees exact weight evaluation
- > Tare function (laid on pad can be tared)
- > Large digits for easy reading
- > Units in kg or lb
- > Optional carrying bag (Order Number 5040.01.001)