



BABY WEEGSCHAAL Type 8320

Weegvermogen: 0 - 15 kg

OPVOUWBAAR EN TRANSPORTABEL

Een product van Soehnle Professional



- > Opklapbare babyweegschaal met geïntegreerde draaghandgreep
- > Licht en transportabel
- > Nauwkeurige gewichtmeting met 8 krachtopnemers
- > Optie: beschermende draagtas



BABY WEEGSCHAAL Type 8320

Een product van Soehnle-Professional



Toepassing

De eerste babyweegschaal met uiterst praktische mogelijkheid tot opklappen tot de helft van zijn lengte.

En een handige ingebouwde handgreep aan de bovenzijde. In opgeklapte toestand houden ingebouwde magneetsluitingen de weegschaal gesloten. De extra voetconsole beschermt de weegschaal tegen stoten door hard neerzetten tijdens vervoer.

Heel goed vervoerbaar door zijn lichte gewicht en de handige, beschermende draagtas met zachtschuim binnenvoering.

Wordt gebruikt door ouders, kraamverzorgsters en zorginstellingen. Ambulant zowel als op tijdelijke locaties.

Zelfs als de baby erg onrustig is, berekent deze weegschaal toch het juiste gewicht door het gemiddelde van de bewegingen uit te rekenen, daarbij geholpen door de stabiele meting via de acht meetsensoren waar de schaal op rust.

De gewichtswaarde wordt daarna op het grote afleesdisplay vastgezet tot 5 seconden nadat de belasting is verwijderd. Bij niet gebruik (belast en onbelast) schakelt de weegschaal na 2,5 minuten automatisch uit om de batterij te sparen.

Specificaties

Technische gegevens:

- > Weegbereik 15 kg
- > Aflezing per 10 g nauwkeurig
- > Effectief weegvlak 60 x 29 x 5 cm (schaal)
- > E-weegsysteem met 8 krachtopnemers
- > Groot LCD display, cijferhoogte 20 mm
- > Voeding met 2 penlight batterijtjes, 1,5 V AA
- > Set batterijtjes wordt meegeleverd
- > Automatische uitschakeling na 2,5 minuut
- > Door gebruiker justeerbaar met twee 5 kg kalibratie gewichten
- > Omschakelbaar van kg naar Lb/oz
- > Eigen gewicht 1,9 kg

Uitvoering:

- > Witte, gladde kunststof behuizing
- > Tarreerfunctie om onderleggers nul te stellen
- > Gedempte gewichtweergave en vastzet functie
- > Neemt opgeklapt weinig plaats in: 38 x 32 x 11 cm
- > Gemakkelijk te openen en te sluiten met ingebouwde magneetsluitingen in de weegschaal en in de voetconsole
- > Patent aangevraagd

Bestel informatie

Bestel nummer	□□ Weegbereik	Schaalverdeling	Afmetingen		Eigen gewicht
			open	gesloten	
8320.01.001 □	15 kg	10 gram	74 x 32 x 5 cm	38 x 32 x 11 cm	1,9 kg
Opties	□ Omschrijving	Uitvoering	Afmetingen		Eigen gewicht
5040.01.001	Draagtas	soepel kunststof	42 x 35 x 15 cm		0,4 kg
M1.0.012 (2 st. nodig)	Kalibratie gewicht	5 kg blokgewicht	15 x 7 x 8,5 cm		5 kg □



Duidelijk afleesbare display



Soehnle-Professional importeur:

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.soehnle.nl

Garantie en service wordt in Nederland door Weegtechniek Holland verzorgd. Toestellen die niet door of via Weegtechniek Holland zijn geleverd vallen onder de fabrieksgarantie en service vanuit Soehnle Professional, Backnang in Zuid Duitsland.