



**Type: SA 230**
**Precisie balans**

 - Voor interne weging  
 - CE gecertificeerd

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen (Euro's)	Verzend- kosten
<b>SA 230- ..</b>	<b>Roestvast staal</b>	<b>Single range 30.- / 60.000 d</b>			
	12 Ø	300 g	0 - 300 g x 0,01 g	305,-	17,-
		600 g	0 - 600 g x 0,01 g	325,-	17,-
		600 g	0 - 600 g x 0,02 g	310,-	17,-
		1200 g	0 - 1200 g x 0,02 g	330,-	17,-
	18 x 14	1550 g	0 - 1550 g x 0,05 g	280,-	17,-
		3100 g	0 - 3100 g x 0,1 g	295,-	17,-
<b>Accu / netvoeding :</b> - De weegschaal kan zowel op de ingebouwde accu (tot 40 uur), als op de mee-geleverde 9/230 V acculader werken. - Accu sparende auto-off schakeling, tijd instelbaar en uitschakelbaar.					
<b>Opties ▶</b>  - RS 232 data uitgang - Verbindingskabel 2 m voor RS 232 uitgang, incl. D-connectoren - USB interface: RS232 <-> USB, incl. installatie software op CD - Kalibratie certificaat				24,- 39,- 50,- 62,-	
- Kalibratiegewicht 200 g klasse M1 roestvast staal (in doos) - .. 500 g klasse M1 roestvast staal (in doos) - .. 1000 g klasse M1 staal geveerd (in doos) - .. 2000 g klasse M1 staal geveerd (in doos)				19,50 (26,70) 41,60 (49,35) 37,- (46,40) 43,- (63,70)	
Volledige prijslijst ijkgewichten klasse M1 t/m E1 zie: <a href="http://www.ijkgewichten.nl">www.ijkgewichten.nl</a>					
De meetnauwkeurigheid van alle uitvoeringen bedraagt + of - 2 schaalverdelingen (d)					
<b>Type SA 230 wordt geleverd inclusief :</b> ▶ ingebouwde accu en acculader ▶ 9/230V net-adapter ▶ Nederlandstalige gebruiksaanwijzing				<b>Prijzen zijn ex BTW en ex verzendkosten.</b>  <b>Leveringen onder Eur 650,- (ex BTW) worden na vooruitbetaling verzonden.</b>	

\*) Standaard zijn de volgende kalibratiegewichten bestemd voor de weegbereiken:

Weegbereik:	Kalibratiegewicht:
300 gram	200 gram
600 gram	500 gram
1200 gram	1000 gram
1550 gram	1000 gram
3100 gram	2000 gram

In de software kunnen door de gebruiker ook andere kalibratiewaarden worden ingesteld. zie: Handleiding SA 230, pag. 9.