

Typen: 7725

8320

8310

= ijkwaardig

CE gecertificeerd

Baby weegschalen

Type (bestel nr.)	Afmetingen (l x b x h)	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen	Verzend kosten
7725	maten in cm	Multi range 2 x 3000 d			
	60 x 36 x 12	15 kg	0 - 6 kg x 2 g 6 - 15 kg x 5 g	€ 795,-	€ 17,-
	Opties		Beschrijving		Best. nr.
	Digitale lengtemeter *)		35 - 80 cm meetbereik	€ 193,-	5505.01.001
	Wettelijke ijkeuring III		inclusief Certificaat	€ 65,-Y

8320	open / gesloten	Single range 1 x 1500 d			
<i>opklapbaar !</i> 	74 x 32 x 5,3 38 x 32 x 11	15 kg	0 - 15 kg x 10 g	€ 178,-	€ 17,-
	Opties		Beschrijving		Best. nr.
	Draagtas, soepel kunststof		zachtschuim voering	€ 55,-	5040.01.001
	Kalibratiegewicht 5 kg		gelakt gietijzer, blokvorm	€ 69,-	M1.0.012
	Kalibratiegewicht 10 kg		gelakt gietijzer, blokvorm	€ 88,-	M1.0.013

8310.00	maten in cm	Single range 1 x 2000 d			
	53 x 24 x 10	20 kg	0 - 20 kg x 10 g	€ 195,-	€ 17,-
	Opties		Beschrijving		Best. nr.
	Transportkoffer		harde kunststof	€ 130,-	5030.00.071
	Losse baby schaal			€ 49,-	5000.00.090
	9/230 V net-adapter			€ 38,-	SA103.S

8310.01	maten in cm	Single range 1 x 2000 d			
	60 x 34 x 9	20 kg	0 - 20 kg x 10 g	€ 100,-	€ 17,-

Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.